


iScan 2 MULTI


Tan versátil como tú



- Para todos los veterinarios que se ocupan de animales grandes
- Durable y muy ligero
- Limpieza y desinfección rápidas
- Sondas intercambiables

Tan versátil como tú

iScan 2 MULTI



Pantalla grande, brillante y fácil de leer



Mayor comodidad al trabajar con gafas OLED



Excelente calidad de imagen

Tipos de sondas que trabajan con iScan2 MULTI:

ABDOMINAL:

- Convexa 3,5 MHz R60
- Convexa 5,0 MHz R50
- Lineal 10,0 MHz L40
- Microconvexa 6,5 MHz R15
- Microconvexa 6,5 MHz R1

RECTAL:

- Rectal lineal 7,0 MHz L60
- Rectal convexa 5,0 MHz R60
- Rectal microconvexa 5,0 MHz R20

ESPECIALISTA:

- OPU 6,5 MHz R11
- Backfat lineal 3,7 MHz L150
- Backfat lineal 3,7 MHz L180
- Endocavitaria microconvexa 6,5 MHz R10
- Endocavitaria lineal 7,5 MHz L40



Datos técnicos

Preajustes	Sistema reproductivo, preñez, sexo del feto, preñez tardía, preajuste personalizado para guardar
Tecnologías usadas	LuciD – reducción de ruido de imagen y mejora de contraste
Medición	distancia, área de superficie, volumen, cuadrícula, tablas de edad (Vaca CRL, Vaca BPD, DSG Caballo, DO Caballo, CRL Oveja, Lama BPD)
Actualización de imagen	hasta 28 fotogramas / seg.
Memoria	imágenes 200, cine loop 200
Exportación de datos	sí (a memoria USB)
Formato de archivo	PNG, AVI
Pantalla	7" LCD LED
Dimensiones	256 x 165 x 69 mm
Peso	1520 g – cuerpo, 2640 g – cuerpo con la batería y sonda
Sondas	intercambiables, electrónicas, de banda ancha
Reconocimiento de las sondas	automático
Duración de la batería	hasta 7 horas (funcionamiento continuo cuando está completamente cargada)
Control	teclado de membrana
Accesorios	protección solar, gafas, soporte, cubrejunta de gel, extensor para examen rectal de vacas y ovejas



Sondas y batería desmontables



Durable, ligero, cómodo

